Drogi Pacjencie,
Należy uważnie zapoznać się z instrukcją używania, ponieważ zawiera ona istotne informacje dotyczące stosowania tego wyrobu medycznego, a następnie zachować ją, aby móc ponownie się z nią zapoznać w razie potrzeby. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Instrukcja używania

isla® medic acute Spray

REF ENT14

Wyrób medyczny, 30 ml

1. Co to jest isla® medic acute Spray?

isla® medic acute Spray o smaku cytrynowym jest wyrobem medycznym w postaci sprayu do gardła, który podczas stosowania, powleka błonę śluzową gardła, strun głosowych i krtani, tworząc mukoadhezyjny film chroniący przed drażniącym wpływem czynników zewnętrznych, takich jak bakterie czy wirusy.

Wyrób medyczny zawiera naturalne ekstrakty z porostu islandzkiego, malwy i lipy, bogate w substancje śluzowe, które powlekają błonę śluzową gardła, strun głosowych i krtani chroniąc i osłaniając zakończenia nerwów czuciowych odpowiedzialnych za wywoływanie bólu gardła i odruchu kaszlu.

Zawarty w wyrobie medycznym kwas hialuronowy (składnik utworzonego filmu), dodatkowo intensywnie nawilża wysuszoną i podrażnioną śluzówkę, przynosząc ulgę.

2. W jakim celu stosuje się isla medic acute Spray?

Wyrób medyczny **isla® medic acute Spray** stosuje się w celu właściwej ochrony i nawilżenia błony śluzowej gardła, strun głosowych i krtani. Wyrób medyczny powlekając i nawilżając błony śluzowe, łagodzi uczucie suchości, drapania w gardle, bólu gardła, zwłaszcza w czasie przełykania. Łagodzi również objawy suchego kaszlu i chrypki.

Zaleca się stosowanie wyrobu:
- wspomagająco w dolegliwościach i dyskomforcie gardła związanych z przeziębieniem, a także w trakcie leczenia stanów zapalnych gardła
- w celu złagodzenia dyskomfortu przy połykaniu
- w celu złagodzenia objawów suchego kaszlu i chrypki
- w celu złagodzenia suchości jamy ustnej i drażniącego kaszlu

3. Dawkowanie i sposób użycia

isla® medic acute Spray należy stosować zgodnie z instrukcją używania.
Wyrób medyczny przeznaczony jest dla dorosłych i dla dzieci powyżej 1. roku życia.

Dawkowanie:
Dzieci powyżej 1. roku życia:
Rozpylić 1-2 dawki sprayu na tylną ścianę gardła, po posiłku, kilka razy dziennie.
Dorośli:
Rozpylić 2-3 dawki sprayu na tylną ścianę gardła, po posiłku, kilka razy dziennie.

Sposób użycia:
Produkt do stosowania doustnego. Produkt rozpylić na tylną ścianę gardła po posiłku. Przed zastosowaniem należy uważnie przeczytać instrukcję używania.

Ze względu na zawartość naturalnych ekstraktów roślinnych, w produkcie może wystąpić osad na dnie butelki. Dlatego wskazane jest każdorazowe, **intensywne wstrząśnięcie** butelką przed użyciem. Po wykorzystaniu produktu na dnie butelki może pozostać niewielka ilość wyrobu, która wynika z zastosowanego naddatku produktu.
Ze względów higienicznych oraz w celu uniknięcia przeniesienia infekcji zalecane jest używanie jednego produktu przez jedną osobę. W celu zachowania właściwości produktu, nie należy manipulować aplikatorem.

W razie wątpliwości lub gdy objawy utrzymują się przez czas dłuższy niż 7 dni należy skonsultować się z lekarzem.

Dla dzieci powyżej 1. roku życia wyrób medyczny powinien być stosowany pod kontrolą osoby dorosłej.

Nie należy stosować wyrobu po upływie daty ważności umieszczonej na opakowaniu, a także gdy opakowanie bezpośrednie jest uszkodzone.

4. Przeciwwskazania
Nadwrażliwość (alergia) na składniki produktu.

5. Warunki przechowywania
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 15-25°C.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6. Skład
Woda demineralizowana, ksylitol, ekstrakt z porostu islandzkiego *(Cetraria islandica),* ekstrakt z malwy *(Alcea rosea),* ekstrakt z lipy *(Tilia cordata),* hialuronian sodu, aromat cytrynowy, chlorek benzalkoniowy, wersenian dwusodowy, gliceryna.

7. Zawartość opakowania
isla® medic acute Spray pakowany jest w plastikowe butelki 30 ml. Produkt zapakowany jest w kartonik z dołączoną instrukcją używania.

Gofarm Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Górników 21/26
30-819 Kraków, Polska
www.gofarm.pl

Salveo Poland Sp. z o.o.,
Okrężna 83, 83a lok.5,
02-933 Warszawa

Licencjonowany partner i właściciel znaku towarowego:

ENGELHARD
Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG
Herzbergstr. 3, 61138 Niederdorfelden
Niemcy

Data ostatniej aktualizacji instrukcji używania:
grudzień 2025

ISPL/IU/12/2025

CE 1434

Objaśnienie symboli użytych na opakowaniu:

- Producent
- Dystrybutor
- Data ważności
- LOT — Numer serii
- Zapoznaj się z instrukcją używania
- Nie używać, jeśli opakowanie zostało uszkodzone
- 15 °C – 25 °C — Ograniczenie temperatury
- REF — Numer katalogowy

PB1613800